

BOTRYTEST

Malette 10 doses
Recharge 25 doses - Recharge 100 doses

Test colorimétrique permettant de mesurer l'activité Laccase développée par *Botrytis Cinerea*.

REACTIF :	MALETTE 10 DOSES	RECHARGE 25 DOSES	RECHARGE 100 DOSES
Ethanol N° CAS : 64-17-5 N° EINCES : 200-578-6	Flacon de 15 mL	Flacon de 20 mL	Flacon de 100 mL
Syringaldazine N° CAS : 14414-32-5 N° EINCES : 238-390-1			
SOLUTION TAMPON :			
Acide Acétique N° CAS : 64-19-7 N° EINCES : 238-390-1	Flacon de 30 mL	Flacon de 60 mL	Flacon de 200 mL
Acétate de sodium trihydraté N° CAS : 6131-90-4 N° EINCES : 204-823-8			
Acétaldéhyde N° CAS : 75-07-0 N° EINCES : 200-836-8			

Emploi en œnologie

Application : Test pour laboratoire permettant de mesurer l'activité Laccase développée par *Botrytis Cinerea*.

Préparation : suivre les instructions qui se trouvent dans le kit 10 doses

Stockage – D.L.U.O.

- Conserver dans l'emballage d'origine à température modérée (+ 4° C), dans des locaux secs non susceptibles de communiquer des odeurs
- DLUO : BOTRYTEST réactifs : 18 mois

Conditionnement

Malette 10 doses : kit de 10 doses complet

Recharge 25 doses : kit de recharge pour 25 doses (seringues et réactifs)

Recharge 100 doses : kit de recharge pour 100 doses (seringues et réactifs)



LAFFORT

l'œnologie par nature